



Il CD Rom è utilizzabile in tutti i personal computer dotati di Sistema Operativo Microsoft Windows®, a partire dalla versione '95. E' consigliata la presenza di una stampate.

Nel CD Rom sono presenti due software, la cui installazione viene alternativamente proposta dalla seguente finestra, che appare non appena il supporto viene inserito nel lettore:



Da qui si potrà scegliere quale software installare.

**1° Software > Diagnostica Cefalometrica.** Trattasi di un programma DOS, a supporto del testo, e dedicato alla gestione delle cartelle dei pazienti e dei relativi dati di cefalometria (rilevamento, analisi, etc....). Il Codice di accesso (in maiuscolo) è: 'NV'.



Il collegamento per avviare il programma è:



Diagnostica Cefalometri...

**2° Software > Semeiotica Ortognatodontica (Sem001).** Trattasi di un programma ad interfaccia grafica dedicato alla gestione delle cartelle dei pazienti con la possibilità di stampa alternativa dei vari quadri. Per inserire (o ricercare) una data cartella, è sufficiente eseguire un doppio-clic nel campo “Cod.Paz.”.

Semeiotica Ortognatodontica

Cod.Paz. 001    Cognome Mario    Nome Rossi

Note di Semeiotica     stampa    Et  25

AA

Note Terapia     stampa

BB

Diario Clinico     stampa

CC

Aggiungi    Modifica    Elimina    Stampa    Uscita

Il collegamento per avviare il programma  :



Per assistenza o informazioni sul presente software inviare una email a [ced@piccinonline.com](mailto:ced@piccinonline.com), indicando nell’oggetto la parola “Veltri10”, specificando chiaramente, tra l’altro, i propri dati anagrafici e le caratteristiche del sistema in uso.